

Instructions for use Milk Collection Shells

Gebrauchsanweisung Milchauffangschalen

Mode d’emploi Coupelles recueille-lait

Istruzioni per l’uso Coppe raccogli latte

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

EN Milk Collection Shells

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

The Medela Milk Collection Shells collect leaking milk and are comfortable to wear. The anatomical shape and the skin-friendly, flexible material mean that they are pleasant and discrete to wear.

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Indication – During breastfeeding, when the milk flow starts in the other breast – When too much milk leaks – Avoid wearing at night to prevent tender spots.

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

DE Milchauffangschalen

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Die Medela Milchauffangschalen sammeln die austretende Milch und sind bequem zu tragen. Die anatomische Form und das hautfreundliche, flexible Material erlauben angenehmes und diskretes Tragen.

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Indikation – Während des Stillens, wenn der Milchfluss in der anderen Brust einsetzt – Wenn viel Milch ausläuft – Bitte nachts nicht tragen, um Wunde Brustwarzen zu verhindern.

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

FR Coupelles recueille-lait

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Les coupelles recueille-lait Medela permettent de recueillir le lait qui s’écoule des seins tout en restant confortables à porter. Grâce à leur forme anatomique et leur membrane en silicone souple et doux, les coupelles sont agréables à porter et invisibles sous les vêtements.

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Indicazione – Pendant l’allaitement, lorsque le lait s’écoule du sein au repos – En cas d’écoulement de lait abondant – Évitez de porter la protection durant la nuit pour éviter d’engendrer des points sensibles à la pression.

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

IT Coppe raccogli latte

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Le coppe raccogli latte Medela raccolgono il latte fuoriuscito e assicurano il massimo comfort a chi le indossa. Grazie alla forma anatomica e al materiale flessibile e delicato per la pelle, la coppa è comoda da portare e resta praticamente invisibile.

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Indicazioni – Durante l’allattamento, quando inizia il flusso di latte nell’altro seno – Quando esce molto latte – Non indossare durante la notte per evitare punti sensibili.

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

NL Lekschalen

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

De Medela lekschalen vangen uitlekkende melk op en bieden veel draagcomfort. De anatomische vorm en het huidvriendelijke, soepel e materiaal zorgen ervoor dat ze aangenaam aanvoelen en discreet kunnen worden gedragen.

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Indicatie – Tijdens de borstvoeding, wanneer de melk uit de andere borst begint te lekken – Wanneer er teveel melk uitlekt – Draag ze niet ’s nachts om irritatie van de huid te vermijden.

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

SV Mjölakuppsamlingskupa

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Medela Mjölakuppsamlingskupa samlar upp läckande mjölk och är behaglig att bära. Den är anatomiskt utformad i ett hudvänligt, flexibelt material. Det gör kupan diskret och bekvä­­m att använda.

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Användning – under amning, då det läcker mjölk ur det andra bröstet – då det läcker mjölk mellan amningarna – Använd inte på natten för att undvika skavsår.

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

DA Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Medela mælkeopsamlingskåle opsamlar mælk, der løber ud, og er særdeles behagelige at bruge. Den anatomiske form og det hudvenlige, fleksible materiale gør det behageligt at have på.

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Indikationer – Under amningen, hvis der kommer mælk ud fra det andet bryst – Hvis der løber meget mælk ud – Undgå at bruge dem om natten for at undgå omhed.

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

Gebruiksaanwijzing Lekschalen

Bruksanvisning Mjölakuppsamlingskupa

Brugsanvisning Mælkeopsamlingskåle

