






# Die Milchpumpen im Überblick

	Harmony™	Swing™	Swing maxi™	Freestyle™
				
<b>Produkteigenschaften</b>				
Gewicht   Grösse	118 g   24 x 19 x 8,5 cm	200g ohne Batterien   12 x 13 x 5,7 cm	220g ohne Batterien   12 x 13 x 5,7 cm	370g inkl. wiederaufladbarem Akku   12 x 9 x 5,8 cm
Verwendung	Gelegentlich	Häufig	Sehr häufig	(Fast) immer
Typ	Hand-Milchpumpe	Elektrische Milchpumpe für einseitiges Abpumpen	Elektrische Milchpumpe für beidseitiges Abpumpen	Elektrische All-in-one Milchpumpe für beidseitiges Abpumpen
2-Phase Expression	✓	✓	✓	✓
Memory-Funktion	–	–	–	✓
Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung	–	–	–	✓
Timer	–	–	–	✓
Batterieoption	–	✓ 1 Stunde Abpumpzeit	✓ 1 Stunde Abpumpzeit	✓ 3 Stunden Abpumpzeit, wiederaufladbar
BPA-frei	✓	✓	✓	✓
Einfache Reinigung	✓	✓	✓	✓
<b>Zubehör</b>				
Milchaufbewahrung	–	–	–	✓ Inklusive Kühltasche mit Kühlelement und 4 Muttermilchflaschen
Tragetasche	–	–	–	✓ Modische Tasche für den sicheren Transport von Milchpumpe und Zubehör
PersonalFit Brusthauben	Brusthauben in 5 verschiedenen Grössen erhältlich für Komfort und effizientes Abpumpen; bei allen Milchpumpen ist eine Brusthaube Grösse M (24 mm) im Lieferumfang enthalten			
Füttern	Inklusive Calma Muttermilchsauger, Milchflasche, Multi-Deckel			

# Aperçu des caractéristiques des tire-lait



## Caractéristiques du produit

	Harmony™	Swing™	Swing maxi™	Freestyle™
Poids   Dimensions	118 g   24 x 19 x 8,5 cm	200 g sans piles   12 x 13 x 5,7 cm	220 g sans piles   12 x 13 x 5,7 cm	370 g avec batterie rechargeable   12 x 9 x 5,8 cm
Utilisation	Occasionnelle	Régulière	Fréquente	Systématique
Type	Tire-lait manuel	Tire-lait électrique simple pompage	Tire-lait électrique double pompage	Tire-lait électrique double pompage
Technologie 2-Phase Expression	✓	✓	✓	✓
Fonction de mémoire	-	-	-	✓
Écran numérique rétro-éclairé	-	-	-	✓
Minuterie	-	-	-	✓
Option de batterie	-	✓ 1 heure d'expression	✓ 1 heure d'expression	✓ 3 heures d'expression, rechargeable
Sans BPA	✓	✓	✓	✓
Facile à nettoyer	✓	✓	✓	✓

## Accessoires

Gestion du lait	-	-	-	✓ Comprend un sac réfrigérant avec bloc réfrigérant et 4 biberons de recueil pour lait maternel
Sac de transport	-	-	-	✓ Un sac élégant pour transporter en toute sécurité tous les éléments du tire-lait
Téterelles PersonalFit	5 tailles de téterelles sont disponibles pour assurer une expression confortable et efficace. Tous les tire-lait Medela sont livrés avec une téterelle de taille moyenne de 24 mm.			
Alimentation	Comprend la solution d'alimentation au lait maternel Calma, un biberon pour lait maternel, un couvercle multifonctions.			