

Gamme de tire-laits dotés de la technologie Flex™

Swing Flex™

Pour exprimer votre lait rapidement, efficacement et à tout moment



Swing Maxi Flex™

Pour obtenir un biberon supplémentaire deux fois plus rapidement



Freestyle Flex™

La possibilité d'exprimer son lait en toute liberté



Type de tire-lait	Simple et électrique	Double et électrique	Double et électrique
Utilisation recommandée	Occasionnelle	Quotidienne	Quotidienne
Facile à utiliser et confortable	•	•	•
Téterelle PersonalFit Flex™	•	•	•
Niveau de vide réglable	•	•	•
Plage de vide	de - 45 mmHg à - 245 mmHg	de - 45 mmHg à - 245 mmHg	de - 45 mmHg à - 245 mmHg
2-Phase Expression®	•	•	•
Protection contre les débordements (système fermé)	•	•	•
Sans BPA	•	•	•
Connexion à l'appli MyMedela			•
Écran rétro-éclairé affichant le timer, l'état de la batterie, le niveau de vide, la connexion Bluetooth, etc.			•
Chargeur USB			•
Fonctionne sur batterie	Jusqu'à 1 heure (batterie non incluse)	Jusqu'à 1 heure (batterie non incluse)	Jusqu'à 8 séances de double expression (batterie rechargeable intégrée)
Solution tout-en-un pour conserver au frais et transporter le lait maternel exprimé			Sac réfrigérant, biberons de conservation et sac de transport
Poids	200 g sans batterie	220 g sans batterie	> 300 g avec la batterie rechargeable
Taille	12 x 13 x 5,7 cm	12 x 13 x 5,7 cm	14,8 x 6,6 x 4,6 cm